

OPCIÓN DE DEVOLUCIÓN 90 DÍAS

Gracias por escoger HairMax LaserComb*, El primer dispositivo médico aprobado por la FDA para tratar la pérdida de cabello hereditaria y promover el crecimiento del cabello en hombres y mujeres.

SABÍAS QUÉ...?

Resultados en 12 semanas - La caída del cabello no ocurre de la noche a la mañana y llevará tiempo recuperar su cabello. Por favor sea paciente. Durante nuestros estudios clínicos, algunos participantes vieron resultados a las 12 semanas, a otros les tomaron 20 a 22 semanas para ver los resultados. Siéntase seguro porque tiene la alternativa de contar con 26 semanas para ver los beneficios por si mismo o devolver el producto.

Signos de progreso - Después de 12 semanas, pídale a su peluquero o familiar que mire de cerca su cuero cabelludo. Deben ver la aparición de nuevos pelos o múltiples pelos que salen del mismo folículo. Estos son signos positivos de que HairMax está empezando a funcionar.

Resultados reales - El 90% de los hombres y mujeres de nuestros estudios clínicos experimentaron un crecimiento del cabello *. Después de 26 semanas, el cambio promedio en el recuento de cabello para hombres y mujeres fue de 129 pelos nuevos por pulgada cuadrada.

Menos caída - Algunas personas pueden experimentar un pequeño aumento en el desprendimiento después de 2 a 3 semanas de usar HairMax. Este es un signo normal y muy bueno. El cabello viejo y debilitado se desprende para hacer espacio para un cabello nuevo y más saludable.

Resultados clínicos - HairMax se ha probado clínicamente en 7 estudios en más de 460 hombres y mujeres. Tenga la seguridad de que HairMax es una tecnología innovadora para combatir la pérdida de cabello y promover el crecimiento de cabello nuevo.

Uso continuo - Al igual que cepillarse los dientes regularmente para conservar dientes y encías sanos, es necesario el uso continuo de HairMax más allá de las 26 semanas para mantener los beneficios del crecimiento del cabello.

Preguntas - ¿No estás seguro si HairMax está funcionando para ti? ¿Tienes problemas técnicos? El personal de HairMax está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener. Llame gratis al (866) 527-3726.

Cargue la batería durante 2 - 3 horas antes del uso inicial. Almacene el HairMax en el empaque cuando no esté en uso.

* Al hacer efectiva su garantía de resultado, se aplicará una tarifa de reposición del 30%. El proceso para el reembolso demorará como máximo 90 días.

HAIRMAX®

*Basado en un mínimo de 32 pelos nuevos por pulgada cuadrada

HAIRATIN
Hair Solutions

Para proporcionarle el tiempo necesario para ver los resultados, HairMax Laser Comb está respaldado con una OPCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 90 DÍAS